





Apósito ocular, con copa transparente, perforado, irrompible y ergonómico. Estéril. Adhesivo hipoalergénico, delicado sobre la piel.

Los agujeros laterales permiten airear el ojo sin comprometer el campo visual. Indicado para todos los casos en que resulte necesario proteger el ojo después de una intervención quirúrgica (cataratas, blefarocalasia, lagoftalmos, ptosis y otras intervenciones en el globo ocular). Instrucciones de uso: aplicar sobre la piel limpia y seca, prestando atención a colocar la parte más estrecha del apósito hacia la nariz. Renovar la protección cuando resulte necesario.

REV.0 28/08/18























PIETRASANTA PHARMA S.p.A. Via di Caprino, 7 – 55012 Capannori (LU) - Italia. www.pietrasantapharma.it

Distribuidor: NTC OPHTHALMICS IBERICA, S.L.U. CALLE PINAR, 5 28006 Madrid España

LFP0V00400